

Wb、Ihc-P、Elisa用Anti-Grk1ポリクローナル抗体 - Q15835

商品番号: CM0029103



前書き

ウェスタンブロット、免疫組織化学、ELISAアプリケーション用のAnti-GRK1ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのGRK1を検出；免疫原はN末端領域を標的としています。視覚および網膜生物学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GRK1 Rabbit pAb
備考/別名	RK; RHOK; GPRK1; GRK1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6011
免疫原	ヒトGRK1 (NP_002920.1) のアミノ酸1-160に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15835
タンパク質分子量	64kDa
配送	アイスバッグ