

Wb、If/Icc、Elisa用抗Grk2モノクローナル抗体 [Ko検証済み] - P25098

商品番号: CM0011968



前書き

ノックアウト検証済みのウサギモノクローナル抗GRK2抗体。WB、IF/ICC、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。GPCR脱感作およびβ-アレスチンシグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] GRK2ウサギmAb
備考／別名	BARK1、ADRBK1、BETA-ARK1、K2
種	ヒト
GeneID	156
免疫原	ヒトGRK2（P25098）のアミノ酸590～689内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P25098
タンパク質分子量	80 kDa
配送	保冷バッグ