

抗Grk2ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - P25098

商品番号: CM0022124



前書き

ヒトGRK2（βアドレナリン受容体キナーゼ1）を対象とするウサギポリクローナル抗体です。WB、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みで、ヒト、マウス、ラットと反応します。GPCRシグナル伝達および脱感作研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] GRK2 ウサギpAb
別名	BARK1; ADRBK1; BETA-ARK1; K2
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	156
遺伝子ID	156
免疫原	ヒトGRK2（NP_001610.2）のアミノ酸440～689番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	P25098
タンパク質分子量	80kDa
輸送方法	氷袋