

## Wb、Elisa用 抗Grk3ウサギモノクローナル抗体 - P35626

商品番号: CM0010556

### 前書き

GRK3 (BARK2)  
を標的とする高品質なウサギモノクローナル抗体。W BおよびELISAで検証済みで、ヒトとの交差反応性を有します。GPCRの脱感作およびシグナル伝達経路研究に不可欠なツールです。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                   |
|-------------|---------------------|
| 製品名         | GRK3 ウサギ mAb        |
| 備考/別名       | BARK2; ADRBK2; GRK3 |
| 種           | ヒト                  |
| GeneID (ヒト) | 157                 |
| GeneID      | 157                 |
| 免疫原         | 合成ペプチド              |
| 由来          | ウサギ                 |
| カテゴリー       | モノクローナル抗体           |
| 適用          | WB, ELISA           |
| 交差反応性       | ヒト                  |
| SWISS       | P35626              |
| タンパク質分子量    | 80kDa               |
| 発送          | 氷袋                  |