

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Grk5 ポリクローナル抗体 - P34947

商品番号: CM0027242



前書き

WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA用に検証済みの高品質GRK5ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと交差反応性あり。GPCRキナーゼ5の機能研究に不可欠なツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GRK5 ウサギ pAb
備考/別名	GPRK5; FP2025; GRK5
種特異性	ヒト
GeneID (ヒト)	2869
GeneID	2869
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P34947
タンパク質分子量	68kDa
発送方法	保冷バッグ