

Wb、Elisa用Anti-Grk6ポリクローナル抗体 - P43250

商品番号: CM0028672



前書き

ヒトGRK6（66 kDa）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB およびELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応します。GPCR脱感作研究に使用されます。UniProt P43250。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GRK6 Rabbit pAb
備考/別名	GPRK6; GRK6
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2870
GeneID	2870
免疫原	ヒトGRK6（NP_001004106.1）のアミノ酸268-465に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P43250
タンパク質分子量	66kDa
配送	アイスバッグ