

## Wb、If/Icc、Elisa用Anti-Grm1ポリクローナル抗体 - Q13255

商品番号: CM0017533



## 前書き

ヒトGRM1（メタボトロピックグルタミン酸受容体1）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。シナプス可塑性およびCNSシグナル伝達に関する神経科学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                                  |
|------------|--------------------------------------------------------------------|
| 製品名        | GRM1 Rabbit pAb                                                    |
| 備考/別名      | MGLU1; SCA44; GPRC1A; MGLUR1; SCAR13; PPP1R85; GRM1                |
| 種          | ヒト                                                                 |
| 遺伝子ID (ヒト) | 2911                                                               |
| 遺伝子ID      | 2911                                                               |
| 免疫原        | 組換えタンパク質；ヒトGRM1 (NP_001264993.1) のアミノ酸920-1140に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| ソース        | ウサギ                                                                |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                                          |
| アプリケーション   | WB, IF/ICC, ELISA                                                  |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット                                                         |
| SWISS      | Q13255                                                             |
| タンパク質分子量   | 132kDa                                                             |
| 配送         | アイスバッグ                                                             |