

WbおよびElisa用Anti-Grm4ラビットポリクローナル抗体 - Q14833

商品番号: CM0028801



前書き

ヒトGRM4（mGlu4、GPC1D、MGLUR4）を標的とする高品質なラビットポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性があります。メタボトロピックグルタミン酸受容体4の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GRM4 Rabbit pAb
備考/別名	mGlu4, GPCR1D, MGLUR4, GRM4
種	ヒト
遺伝子ID	2914
免疫原	ヒトGRM4（NP_000832.1）のアミノ酸33-290に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	Q14833
タンパク質分子量	102kDa
配送	氷袋