

Wb、Elisa用抗Grm5ウサギモノクローナル抗体 - P41594

商品番号: CM0005792



前書き

高特異的な抗GRM5ウサギモノクローナル抗体で、WBおよびELISAに対応しています。シナプス可塑性における重要なGPCRである、ヒト、マウス、ラットの代謝型グルタミン酸受容体5を認識します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GRM5 ウサギmAb
別名	mGlu5, GPRC1E, MGLUR5, PPP1R86, GRM5
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2915
遺伝子ID	2915
免疫原	ヒトGRM5 (P41594) のアミノ酸1100～1200番目の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P41594
タンパク質分子量	132kDa
輸送方法	氷袋