

Wb、If-P、Elisa用 抗Grm5ウサギポリクローナル抗体 - P41594

商品番号: CM0024741



前書き

ヒト代謝型グルタミン酸受容体5（GRM5/mGlu5）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。神経科学およびシナプス可塑性の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	詳細
製品名	GRM5 Rabbit pAb
備考/別名	mGlu5; GPRC1E; MGLUR5; PPP1R86; GRM5
種	ヒト
GeneID	2915
免疫原	ヒトGRM5（NP_001137303.1）のアミノ酸870-1070に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P41594
タンパク質分子量	132kDa
配送	氷袋