

WbおよびElisa用抗Grm8ポリクローナル抗体 - O00222

商品番号: CM0028162



前書き

メタボトロピックグルタミン酸受容体8（GRM8）を標的とするウサギ由来ポリクローナル抗体です。ウエスタンブロットおよびELISAでの検証が完了しており、ヒト種と反応し、約102 kDaのタンパク質を検出します。神経科学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GRM8 ウサギpAb
別名	GLUR8; mGlu8; GPRCIH; MGLUR8; GRM8
反応種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2918
免疫原	ヒトGRM8（NP_000836.2）のアミノ酸1〜100領域内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISSプロットID	O00222
タンパク質分子量	102kDa
発送方法	氷袋梱包