


抗Groα ポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - P09341

商品番号: CM0030458



前書き

ヒトGROα（CXCL1）を標的とするウサギ由来ポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。ラットと交差反応します。炎症および好中球走化性研究にご利用いただけます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GRO alpha Rabbit pAb
別名	FSP; GRO1; GROα; MGSA; NAP-3; SCYB1; MGSA-a; GRO alpha
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	2919
GeneID	2919
免疫原	ヒトGRO alpha (NP_001502.1) のアミノ酸1～107番の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	P09341
タンパク質分子量	11kDa
配送方法	保冷剤