


Wb、If/Icc、If-P、Ihc-P、Elisa用 抗Grp94 ウサギポリクローナル抗体 - P14625

商品番号: CM0014292



前書き

ヒトGrp94（エンドプラスミン）に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、IF-P、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応。タンパク質折り畳みとTLRシグナル伝達に参与する92 kDaのERシャペロンを標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Grp94 ウサギ pAb
備考/別名	ECGP; GP96; TRA1; GRP94; HEL35; HEL-S-125m; Grp94
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7184
遺伝子ID	7184
免疫原	ヒトGrp94 (NP_003290.1) のアミノ酸40-310内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P14625
タンパク質分子量	92 kDa
輸送	保冷バッグ