

Anti-Grpel2ポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - Q8Taa5

商品番号: CM0024948

前書き

ヒトGRPEL2 (Mt-GrpE#2)
を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタン
ブロット、免疫組織化学、ELISAで検証済み。マウス
およびラットと交差反応します。ミトコンドリアタン
パク質輸送の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GRPEL2 Rabbit pAb
備考/別名	Mt-GrpE#2; GRPEL2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	I34266
遺伝子ID	I34266
免疫原	組換えタンパク質（ヒトGRPEL2のアミノ酸33-225に相当する融合タンパク質、NP_689620.2）
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8TAA5
タンパク質分子量	25kDa
配送	アイスバッグ