


Anti-Grsf1モノクローナル抗体（Wb、If/Icc、Ip、Elisa対応） - Q12849

商品番号: CM0002883



前書き

WB、IF/ICC、IP、ELISAで検証済みのGRSF1ウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのGRSF1（ミトコンドリア転写後遺伝子発現制御因子）と反応します。ミトコンドリアリボソームの集合やRNA結合の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GRSF1 Rabbit mAb
備考/別名	GRSF1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2926
遺伝子ID	2926
免疫原	ヒトGRSF1 (Q12849) のアミノ酸50-150領域内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q12849
タンパク質分子量	53 kDa
配送	アイスバッグ