


Anti-Grsf1ポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用）- Q12849

商品番号: CM0022777



前書き

G-rich sequence factor 1 (GRSF1)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。ミトコンドリアRNA生物学の研究に不可欠です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GRSF1 Rabbit pAb
備考/エイリアス	GRSF1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2926
GeneID	2926
免疫原	ヒトGRSF1 (NP_002083.4) のアミノ酸100-200以内の配列に対応する合成ペプチド。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q12849
タンパク質分子量	53kDa
配送	氷袋