

Wb、Elisa用 抗Gsc モノクローナル抗体 - P56915

商品番号: CM0002014



前書き

ウェスタンブロットおよびELISAで検証済みの抗GSC ウサギモノクローナル抗体です。ヒトおよびマウスのホメオボックスタンパク質goosecoid (P56915) を標的としており、発生生物学および器官形成研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GSC ウサギmAb
別名	SAMS; GSC
反応種	ヒト
GeneID (ヒト)	145258
GeneID	145258
免疫原	ヒトGSC (P56915) のアミノ酸1-100番に相当する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P56915
タンパク質分子量	28kDa
輸送方法	保冷剤