

Wb、If-P、Elisa用抗Gsdmaモノクローナル抗体 - Q96Qa5

商品番号: CM0006413

前書き

ヒトGSDMA（ガスデルミンA）に対するウサギモノクローナル抗体。WB、IF-P、ELISAでバリデーション済み。マウスと交差反応します。パイロトーシス研究および上皮免疫研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GSDMAウサギmAb
備考／別名	GSDM; FKSG9; GSDM1; GSDMA
種	ヒト
GeneID（ヒト）	284110
GeneID	284110
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q96QA5
タンパク質分子量	49 kDa
輸送	保冷バッグ