

Wb、If/Icc、Elisa用 抗Gsdmcウサギポリクローナル抗体 - Q9Byg8

商品番号: CM0016185

前書き

WB、IF/ICC、ELISAで検証済みの高品質なウサギ抗GSDMCポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスGSDMC（58 kDaの孔形成型ピロトーシスタンパク質）と反応します。ガスダーミンCを介した細胞死経路の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GSDMCウサギpAb
備考/別名	MLZE; GSDMC
種	ヒト
GeneID (ヒト)	56169
GeneID	56169
免疫原	ヒトGSDMC（NP_113603.1）のアミノ酸1-100に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9BYG8
タンパク質重量	58kDa
配送	保冷バッグ