

抗Gsdmc3ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q8Cb12

商品番号: CM0023134

前書き

マウスGsdmc3に対するウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAアプリケーション向けに開発されています。ガスダーミンC3（Gasdermin-C3）は、カスパーゼによる切断後にピロトーシス（炎症性細胞死）を引き起こす孔形成タンパク質で、膜透過化と細胞死を促進します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Gsdmc3 Rabbit pAb
別名	9930109F2IRik; Gsdmc3
対象種	マウス
ヒト遺伝子ID	56169
遺伝子ID	270328
免疫原	マウスGsdmc3（NP_899017.2）のアミノ酸2～80番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス
SWISSプロットID	Q8CB12
タンパク質分子量	54kDa
輸送方法	氷袋梱包