


抗Gsdmd（全長+C末端）ウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P57764

商品番号: CM0002808



前書き

ヒトGSDMD（全長およびC末端断片）を標的とするウサギモノクローナル抗体です。ウェスタンブロッティングおよびELISAアプリケーションに適しており、ピロトーシス、インフラマソーム、細胞死研究を可能にします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GSDMD（全長+C末端）ウサギmAb
別名	DF5L, DFNA5L, FKSG10, GSDMDC1, GSDMD
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	79792
GeneID	79792
免疫原	ヒトGSDMD（NP_079012.3）のアミノ酸346-484番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P57764
タンパク質分子量	53kDa
輸送方法	氷袋