


抗Gsdmd（全長+C末端）ウサギモノクローナル抗体 Wb、If/Icc、Ihc-P、Elisa用 - Q9D8T2

商品番号: CM0004086



前書き

マウスにおいてWB、IF/ICC、IHC-P、ELISAで検証済みの抗GSDMD（全長+C末端）ウサギモノクローナル抗体。パイロトシス、インフラマソームシグナル伝達、ガスダーミンDのポア形成の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GSDMD (全長+C末端) ウサギmAb
別名	DF5L; M2-4; Dfna5l; GsdmD-1; Gsdmdc1; 1810036L03Rik
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	79792
遺伝子ID	69146
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q9D8T2
タンパク質分子量	53 kDa
発送方法	氷袋