


Anti-Gsdmd (Full Length+N Terminal) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - P57764

商品番号: CM0022815



前書き

ヒトGSDMD（全長+N末端）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットとの交差反応性があります。標的は、焦性壊死（ピロトーシス）および宿主防御に重要な孔形成タンパク質です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GSDMD (Full length+N terminal) Rabbit pAb
備考/別名	DF5L; DFNA5L; FKSG10; GSDMDCl; GSDMD (Full Length+N terminal)
種	ヒト
GeneID (ヒト)	79792
GeneID	79792
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P57764
タンパク質分子量	53kDa
配送	アイスバッグ