


Anti-Gsdmd (全長+N末端) ウサギポリクローナル抗体 (Wb、If/Icc、Elisa用) - Q9D8T2

商品番号: CM0015118



前書き

全長およびN末端GSDMD (Q9D8T2) を標的とするウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットでのWB、IF/ICC、ELISAで検証済み。パイロトーシスおよびインフラマソーム研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GSDMD (全長+N末端) ウサギ pAb
備考/別名	DF5L; M2-4; Dfna5l; GsdmD-1; Gsdmdc1; I810036L03Rik; GSDMD (全長+N末端)
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	79792
遺伝子ID	69146
免疫原	組換えタンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9D8T2
タンパク質分子量	53kDa
発送	保冷バッグ