

抗Gsdme（全長+N末端）ウサギポリクローナル抗体 Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用途 - O60443

商品番号: CM0026422



前書き

ヒトGSDME（DFNA5/ICERE-1）の全長領域およびN末端領域を標的とするウサギポリクローナル抗体です。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAへの使用に適しており、マウスおよびラットと交差反応します。ピロトーシス（炎症性細胞死）や細胞死研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GSDME (全長+N末端) ウサギpAb
備考/別名	DFNA5; ICERE-1; GSDME
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	1687
免疫原	ヒトGSDME（NP_004394.1）のアミノ酸1-270位の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O60443
タンパク質分子量	11 kDa/35 kDa/55 kDa
輸送方法	保冷剤