


Wb、If/Icc、If-P、Ihc-P、Elisa用抗Gsk-3A/Bモノクローナル抗体 - P49840/P49841

商品番号: CM0006581



前書き

ヒトGSK-3αおよびGSK-3βを標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IF/ICC、IF-P、IHC-P、ELISAでバリデーション済み。マウスおよびラットと交差反応します。糖尿病、アルツハイマー病、Wntシグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GSK-3α/βウサギmAb
備考/別名	GSK3B; gsk-3β; GSK-3α/β
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2931/2932
GeneID	2931/2932
免疫原	ヒトGSK-3α/βの組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P49840/P49841
タンパク質分子量	46kDa/48kDa
輸送	保冷バッグ