


Wb、Ip、Elisa用抗Gsk-3A/Bモノクローナル抗体 - P49840 / P49841

商品番号: CM0004001



前書き

ヒト、マウス、ラットにおけるWB、IP、ELISAで実証済みの抗GSK-3 α / β ウサギモノクローナル抗体です。Wntシグナル伝達、グルコース恒常性、アルツハイマー病経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GSK-3 α / β ウサギmAb
備考/別名	GSK3B; gsk-3 β ; GSK-3 α / β
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2931/2932
GeneID	2931/2932
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P49840/P49841
タンパク質分子量	46kDa/48kDa
輸送方法	保冷剤