


Ihc-P、Elisa用 抗Gsk-3A/B ウサギポリクローナル抗体 - P49840 / P49841

商品番号: CM0021056



前書き

ヒトおよびマウスGSK-3α/β (P49840/P49841) を標的とするウサギポリクローナル抗体。IHC-P、ELISAアプリケーション用。Wntシグナル伝達、グリコーゲン代謝、アルツハイマー病、オートファジーの研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GSK-3α/β ウサギ pAb
備考/別名	GSK3B; gsk-3β; GSK-3α/β
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2931/2932
遺伝子ID	2931/2932
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P49840/P49841
タンパク質分子量	46kDa/48kDa
発送	保冷バッグ