


## Wb用 抗Gsk3A ポリクローナル抗体 - P49840

商品番号: CM0018784



## 前書き

ヒトGSK3αを標的とするウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応性あり。Wntシグナル伝達、インスリン抵抗性、アルツハイマー病研究に最適。約51 kDa。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                         |
|------------|-----------------------------------------------------------|
| 製品名        | [KO検証済み] GSK3α ウサギ pAb                                    |
| 備考/別名      | GSK3A; グリコーゲン合成酵素キナーゼ-3 アルファ; 3α                          |
| 種          | ヒト                                                        |
| 遺伝子ID (ヒト) | 2931                                                      |
| 遺伝子ID      | 2931                                                      |
| 免疫原        | 合成ペプチド: ヒトGSK3α (NP_063937.2) のアミノ酸400-483に対応する配列の合成ペプチド。 |
| 由来         | ウサギ                                                       |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                                 |
| 適用         | WB, ELISA                                                 |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット                                                |
| SWISS      | P49840                                                    |
| タンパク質分子量   | 51kDa                                                     |
| 発送         | 保冷バッグ                                                     |