


抗Gsk3Aウサギモノクローナル抗体 [Ko検証済] Wb、Ip、Elisa用 - P49840

商品番号: CM0002880



前書き

KO検証済みのウサギモノクローナル抗GSK3α抗体で、ウェスタンブロット、IP、ELISAに対応しています。ヒト、マウス、ラットと反応します。Wntシグナル伝達、糖代謝、アルツハイマー病研究に用途されます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済] GSK3α ウサギmAb
別名	GSK3 alpha; GSK3A; 3α
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2931
遺伝子ID	2931
免疫原	合成ペプチド ヒトGSK3α (P49840) のアミノ酸1〜100番内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P49840
タンパク質分子量	51kDa
輸送方法	保冷剤