


## フローサイトメトリー（細胞内）用 抗Gsk3Bモノクローナル抗体 - P49841

商品番号: CM0005589



### 前書き

細胞内フローサイトメトリー用にで標識された、ヒト GSK3βに対するウサギモノクローナル抗体です。標的はグリコーゲンシンターゼキナーゼ3ベータで、交差反応性のデータは提供されていません。Wntシグナル伝達、代謝、神経変性の研究用途にご利用いただけます。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                    |
|-------------|------------------------------------------------------|
| 製品名         | ウサギ抗ヒト GSK3β mAb                                     |
| 別名          | GSK3B; グリコーゲンシンターゼキナーゼ3ベータ; GSK3β                    |
| 対象種         | ヒト                                                   |
| GeneID (ヒト) | 2932                                                 |
| GeneID      | 2932                                                 |
| 免疫原         | ヒトGSK3β (NP_001139628.1) のアミノ酸321～420番の配列に相当する合成ペプチド |
| 起源          | ウサギ                                                  |
| カテゴリー       | モノクローナル抗体                                            |
| 用途          | FC (細胞内)                                             |
| 交差反応性       | ヒト                                                   |
| SWISS       | P49841                                               |
| タンパク質分子量    | 47kDa                                                |
| 発送方法        | 氷袋                                                   |