


Wb、Ip、If-P、Elisa用抗Gsk3Bモノクローナル抗体 - P49841

商品番号: CM0005734



前書き

WB、IP、IF-

P、ELISAでバリデーションされた組換えモノクローナルGSK3β抗体。ヒト、マウス、ラットのGSK3βを認識します。Wntシグナル伝達、インスリン抵抗性、および神経変性に関する研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO Validated] GSK3β Rabbit mAb
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2932
遺伝子ID	2932
免疫原	合成ペプチド：ヒトGSK3β (NP_001139628.1) のアミノ酸321-420領域内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IP, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P49841
タンパク質分子量	47kDa
配送	アイスバッグ