


ウエスタンブロット、If/Icc、Ip、Elisa用 抗Gsk3Bウサギポリクローナル抗体 - P49841

商品番号: CM0028930



前書き

ウエスタンブロット、IF/ICC、IP、ELISAアプリケーションで検証済みの高品質GSK3βウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのGSK3β（47 kDa）に反応。Wntシグナル伝達、インスリン抵抗性、アルツハイマー病研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GSK3β ウサギ pAb
備考/別名	GSK3B; gsk-3β; GSK3β
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2932
免疫原	合成ペプチド (ヒトGSK3βのアミノ酸320-420、NP_001139628.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P49841
タンパク質分子量	47kDa
発送	保冷バッグ