


抗Gspt1ウサギポリクローナル抗体 Wb、Elisa用途 - P15170

商品番号: CM0019817



前書き

ヒトGSPT1（ERF3A）に対するウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAに対応しています。ヒト、マウス、ラットのGSPT1を検出します。翻訳終結やナセンス変異依存分解の研究に関連する試薬です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GSPT1 Rabbit pAb
備考／別名	GST1; ETF3A; eRF3a; 551G9.2; GSPT1
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	2935
遺伝子ID	2935
免疫原	ヒトGSPT1（NP_001123478.1）のアミノ酸138～420番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P15170
タンパク質分子量	56kDa
輸送方法	保冷剤