

Wb、Elisa用抗Gsrウサギモノクローナル抗体 - P00390

商品番号: CM0008205



前書き

WBおよびELISAで検証済みの高性能抗GSRウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのGSRと反応します。グルタチオン代謝、酸化ストレス、レドックス生物学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GSRウサギmAb
備考／別名	GR; GSRD; HEL-75; HEL-S-122m; GSR
種	ヒト
遺伝子ID	2936
免疫原	合成ペプチド ヒトGSR（P00390）のアミノ酸423～522内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P00390
タンパク質分子量	56kDa
輸送条件	保冷バッグ