


抗Gst3/Gstp1ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - P09211

商品番号: CM0003718



前書き

ヒトGSTP1（GST3/GSTP1）に対するウサギモノクローナル抗体で、WB、IHC-

P、ELISAでの性能が検証済みです。マウスおよびラットと交差反応します。約23kDaのバンドを検出し、解毒作用、フェロптоーシス、神経変性研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GST3/GSTP1 ウサギmAb
別名	PI; DFN7; GST3; GSTP; FAES3; HEL-S-22; GST3/GSTP1
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	2950
GeneID	2950
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P09211
タンパク質分子量	23kDa
発送方法	保冷剤