


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Gst3/Gstp1 ウサギポリクローナル抗体 - P09211

商品番号: CM0024856



前書き

ヒトGST3/GSTP1（グルタチオン抱合とフェロトキシス調節における重要な酵素）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAに適しています。マウスとの交差反応性あり。酸化ストレスや脂質代謝に関する研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GST3/GSTP1 ウサギ pAb
備考/別名	PI; DFN7; GST3; GSTP; FAES3; HEL-S-22; GST3/GSTP1
種	ヒト
遺伝子ID	2950
免疫原	ヒトGST3/GST3/GSTP1 (NP_000843.1) のアミノ酸1-210に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P09211
タンパク質分子量	23kDa
輸送	保冷バッグ