

Wb、If/Icc、Elisa用 抗Gsta1 ポリクローナル抗体 - P08263

商品番号: CM0018868



前書き

ヒトGSTA1に対する高親和性ポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性あり。解毒および酸化ストレス研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GSTA1 ウサギ pAb
備考/別名	GST2, GTH1, GSTA1-1, GST-イプシロン, GSTA1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2938
遺伝子ID	2938
免疫原	ヒトGSTA1 (NP_665683.1) のアミノ酸1-222に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用方法	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P08263
タンパク質分子量	26kDa
発送方法	保冷バッグ