

抗Gsta1ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P08263

商品番号: CM0019564



前書き

ヒトGSTA1（グルタチオンS-トランスフェラーゼA1）を標的とするウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAでの検証が完了しており、ラットに対して交差反応性を示します。解毒作用およびホルモン生合成研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GSTA1 Rabbit pAb
略称／別名	GST2; GTH1; GSTA1-1; GST-epsilon; GSTA1
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	2938
GeneID	2938
免疫原	ヒトGSTA1（NP_665683.1）のアミノ酸1-222番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	P08263
タンパク質分子量	26kDa
発送方法	保冷剤