


Anti-Gsta3 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If, Elisa - Q16772

商品番号: CM0020456



前書き

WB、IF/ICC、ELISAに検証済みの高品質な抗GSTA3ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのGSTA3（25 kDa）を検出。グルタチオン抱合およびステロイドホルモン生成に関与します。IVDおよび研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GSTA3 Rabbit pAb
備考/エイリアス	GTA3, GSTA3-3, GSTA3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2940
GeneID	2940
免疫原	ヒトGSTA3 (NP_000838.3) のアミノ酸1-222に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q16772
タンパク質分子量	25kDa
配送	氷袋