

Wb、If/Icc、Elisa用 抗Gstk1 モノクローナル抗体 - Q9Y2Q3

商品番号: CM0004419



前書き

ヒトグルタチオンS-

トランスフェラーゼカッパ1 (GSTK1) に対する組換えウサギモノクローナル抗体。ウエスタンブロット、免疫蛍光、ELISAで検証済みで、マウスとの交差反応性あり。ペルオキシソームトランスフェラーゼ機能の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GSTK1 ウサギmAb
備考/別名	GST; GSTI3; hGSTK1; GSTK1-1; GSTI3-13; GST 13-13; GSTK1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	373156
GeneID	373156
免疫原	ヒト GSTK1 (Q9Y2Q3)の アミノ酸1-100に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9Y2Q3
タンパク質分子量	25kDa
発送	保冷バッグ