

Wb、If/Icc、Elisa用抗Gstk1ポリクローナル抗体 - Q9Y2Q3

商品番号: CM0021250



前書き

ヒトGSTK1に対するポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAでの検証が完了しており、マウスおよびラットと交差反応性を示します。グルタチオン代謝やペルオキシソーム解毒経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] GSTK1 ウサギpAb
備考／別名	GST; GST13; hGSTK1; GSTK1-1; GST13-13; GST 13-13; K1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	373156
遺伝子ID	373156
免疫原	ヒトGSTK1 (NP_057001.1) のアミノ酸1〜226番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y2Q3
タンパク質分子量	25kDa
発送方法	氷袋