

抗Gstk1ポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - Q9Y2Q3

商品番号: CM0020974



前書き

CamelBioでは、ノックアウト検証済みのGSTK1ウサギポリクローナル抗体を提供しており、WB、IF/ICC、ELISAにご使用いただけます。分子量約25kDaのペルオキシソーム型グルタチオンS-トランスフェラーゼであるヒトGSTK1を検出します。酸化ストレスや解毒の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] GSTK1ウサギpAb
備考/別名	GST; GST13; hGSTK1; GSTK1-1; GST13-13; GST 13-13; GSTK1
種属	ヒト
GeneID (ヒト)	373156
GeneID	373156
免疫原	ヒトGSTK1の1-226アミノ酸配列に対応する組換え融合タンパク質 (NP_057001.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9Y2Q3
タンパク質重量	25kDa
配送	アイスバッグ