

Wb、Elisa用 抗Gstm1 ポリクローナル抗体 - P09488

商品番号: CM0024190



前書き

ウエスタンブロット（WB）およびELISAで検証済みの高品質な抗GSTM1ポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのGSTM1を検出します。グルタチオン代謝および解毒経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GSTM1 ウサギ pAb
備考/別名	MU; H-B; GST1; GTH4; GTM1; MU-1; GSTM1-L; GSTM1a-1a; GSTM1b-1b; GSTM1
種	ヒト
遺伝子ID	2944
免疫原	ヒトGSTM1（NP_666533.1）のアミノ酸1-181に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P09488
タンパク質分子量	26kDa
輸送	保冷バッグ