

## Wb、Elisa用抗Gstm2ウサギポリクローナル抗体 - P28161

商品番号: CM0013985



## 前書き

解毒および脂質代謝に関与するヒトGSTM2を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みで、マウスとの交差反応性があります。代謝および毒性学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                    |
|------------|------------------------------------------------------|
| 製品名        | GSTM2ウサギpAb                                          |
| 備考/別名      | GST4; GSTM1; GTHMUS; GSTM2-2; GSTM2                  |
| 種          | ヒト                                                   |
| 遺伝子ID (ヒト) | 2946                                                 |
| 遺伝子ID      | 2946                                                 |
| 免疫原        | ヒトGSTM2 (NP_000839.1) のアミノ酸1〜218に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 由来         | ウサギ                                                  |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                            |
| 用途         | WB、ELISA                                             |
| 交差反応性      | ヒト、マウス                                               |
| SWISS      | P28161                                               |
| タンパク質分子量   | 26kDa                                                |
| 輸送         | 保冷バッグ                                                |