

Wb、Elisa用 抗Gstm3 ポリクローナル抗体 - P21266

商品番号: CM0027286



前書き

ヒトGSTM3に対するウサギポリクローナル抗体（WB、ELISA用）。ヒトおよびマウスGSTM3と交差反応性あり。精巣および脳における解毒・バリア研究に有用。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GSTM3 ウサギ pAb
備考/別名	GST5; GSTB; GTM3; GSTM3-3; GSTM3TV2; hGSTM3-3; GSTM3
種特異性	ヒト
GeneID (ヒト)	2947
GeneID	2947
免疫原	組換えタンパク質 ヒトGSTM3 (NP_000840.2) のアミノ酸101-225に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
抗体源	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用方法	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P21266
タンパク質分子量	27kDa
輸送条件	保冷バッグ