

Wb、Elisa用 Anti-Gstm4 ポリクローナル抗体 - Q03013

商品番号: CM0026364



前書き

ヒトGSTM4（グルタチオンS-トランスフェラーゼ Mu 4）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISA用。マウスとの交差反応性あり。解毒、ロイコトリエン生合成、炎症研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GSTM4 ウサギ pAb
備考/別名	GTM4; GSTM4-4; GSTM4
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2948
遺伝子ID	2948
免疫原	組換えタンパク質 ヒトGSTM4 (NP_000841.1) のアミノ酸1-218に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q03013
タンパク質分子量	26kDa
発送	保冷バッグ