

Wb、Elisa用 Anti-Gstm5 ウサギポリクローナル抗体 - P46439

商品番号: CM0013152

前書き

WBおよびELISAで検証済みのAnti-GSTM5ウサギポリクローナル抗体。マウスおよびラットとの交差反応性あり。標的はグルタチオンS-トランスフェラーゼMu5（GSTM5）で、求電子体の解毒に関与する細胞質酵素です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GSTM5 ウサギ pAb
備考/別名	GTM5; GSTM5-5; GSTM5
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2949
GeneID	2949
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P46439
タンパク質分子量	26kDa
発送	保冷バッグ