

Wb、Elisa用抗Gsto1モノクローナル抗体 - P78417

商品番号: CM0004579



前書き

ヒトGSTO1を標的とするウサギモノクローナル抗体で、ウェスタンブロッティングおよびELISAでの検証が完了しています。ヒトおよびラットと交差反応します。解毒処理とヒ素代謝に関与するグルタチオンS-トランスフェラーゼです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GSTO1 ウサギmAb
備考/別名	P28; SPG-R; GSTO 1-1; GSTTLp28; HEL-S-21; GSTO1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9446
GeneID	9446
免疫原	合成ペプチド ヒトGSTO1 (NP_004823.1)のアミノ酸1-100番内の配列に対応する合成ペプチド。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	P78417
タンパク質分子量	28 kDa
発送	保冷剤