


WbおよびElisa用Anti-Gsto1ポリクローナル抗体 - P78417

商品番号: CM0016756



前書き

GSTO1 Rabbit pAbは、組換えヒトGSTO1（aa 1-241）を免疫原として作製したポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットと交差反応性を示し、WBおよびELISAに適しています。ヒ素代謝および酸化ストレス研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GSTO1 Rabbit pAb
備考/別名	P28; SPG-R; GSTO 1-1; GSTTLp28; HEL-S-21; GSTO1
種	ヒト
GeneID	9446
免疫原	ヒトGSTO1（NP_004823.1）のアミノ酸1-241に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P78417
タンパク質分子量	28kDa
配送	アイスパック